

Vitamin C Power Cure intenzivni je tretman protiv starenja kože. Sadrži visokokoncentrirani vitamin C i savršeno štiti kožu od svih znakova starenja. Od prve upotrebe jača kožu da bi povećao njezinu otpornost na negativne utjecaje: UV zračenje, okolišne zagađivače i stresore povezane s načinom života.

- ▶ Smanjuje borice i bore.
- ▶ „Podiže“ kožu i poboljšava njezinu elastičnost.
- ▶ Potiče sintezu kolagena i metaboličku aktivnost.
- ▶ Kožu čini glatkom i blistavom.
- ▶ Neutralizira slobodne radikale i sprječava njihov nastanak.

Upotreba

Nakon čišćenja i pripreme kože lica, u posudici pomiješajte malo visokoaktivnog Vitamina C s tri pipete tekućeg aktivatora. Nanesite Vitamin C Power-Cure na lice i nježno ga umasirajte u kožu jednom dnevno (poželjno navečer). Nakon toga nanesite City & Sky, Twentyfour Hours Extreme ili Luminous Pearl Extreme.

Napomena

Za optimalne rezultate tretman treba ponavljati tri do četiri puta godišnje kao intenzivnu kuru. Započnite s intenzivnom fazom (svakodnevno nanošenje tijekom 21 dana), zatim dva do tri tjedna nastavite sa stabilizirajućom fazom (nakon toga ponovno 21 dan upotrebljavajte proizvod).

Sastojci

Visokoaktivni vitamin C:
askorbinska kiselina, polikvaternij-10, ulje jojobe.

Tekući aktivator:

Hydrolite® 5, hijaluronska kiselina, hidrolizirana hijaluronska kiselina, urea, zubobiljka (Acemella oleracea), Pentavitin®, MBR®-ov kompleks s pantenolom, bezmirisna kamilica, zeleni čaj, ružmarin, gotu kola (Centella asiatica), ekstrakt korijena sladića.

Argumentacija usmjerena prema kupcu

- ▶ Vitamin C Power Cure tajno je oružje koje štiti vašu kožu od hladnoće, suhog zraka i sunca.
- ▶ Ova riznica zaštite i vlage učinkovito smanjuje borice i bore.
- ▶ Prijedite granice osnova njege kože. Upotrebom tri do četiri puta godišnje uz svakodnevnu rutinu, naš intenzivni tretman pružit će Vam blistavost tijekom cijele godine.
- ▶ Vaša će vam koža biti zahvalna!

Maloprodajno pakiranje / profesionalno pakiranje:
sedam tuba od 50 mg
(visokoaktivni vitamin C)
bočica s pipetom od 5 ml
(tekući aktivator)
posudica, špatula

